

McCulloch Medical Aspirátor / Resuscitátor:



Revoluční CD* (Constant Delivery) resuscitátory dodávají do plic konstantní objem vzduchu. Jsou ideální pro použití jak při zástavě dýchání, tak u novorozeneých zvířat, neschopných samostatně dýchat.

Speciální masky umožňují

- resuscitační anestézii
 - aerosolovou terapii
 - doplnění kyslíku
 - odsávání hlenů
-
- Pohyb lineární pumpy zajišťuje efektivní opakovatelnou dodávku kyslíku.
 - Obsluha bez velké námahy.
 - Konzistentní dodávka objemu vzduchu.
 - Jednoduché použití – návod vytištěn na pumpě.
 - Kompaktní a lehký.

Bentley Czech s.r.o.
FarmSupermarket

Prostějovská 18, 79821,
Bedihošť, +420603174333

www.bentleyczech.cz
petr@bentleyczech.cz



–
Bentley Czech s.r.o.
Počernická 96, Praha 10, 108 00

- Stimulace dýchání po 5 až 10 pohybech pumou.
- Kompatibilní s maskou a endotracheální hadičkou.
- Dvoucestný ventil zajišťuje, že pumpa neklade při dýchání velký odpor.
- Eliminuje zdravotní riziko uživatele způsobené dýcháním z plic do plic.
- Úspěšně používán veterináři a chovateli na celém světě.

Testováno

V roce 1994 poprvé na Massey University, Nový Zéland, McCulloch CD resuscitátory jsou nyní používány na 20 univerzitách na celém světě.

Účinnost

Pohyb pumpy zajišťuje stálou dodávku vzduchu. Dvoucestný ventil s malým odporem zajišťuje pohodlnou dodávku vzduchu a dýchání.

Trvanlivost

Vyrobeno z pevného a vůči UV odolného plastu. Resuscitátory jsou lehké a odolné vůči teplotám mezi -40°C a +60°C. Čištění studeným roztokem dezinfekce (20:1), vyčtepte vodu a důkladně vysušte před uskladnění nebo dalším použitím.

Výrobek získal tato ocenění:

- 1995 Prototyp roku, National Fieldays Nový Zéland
- 1996 Novinka roku, National Fieldays Nový Zéland
- 1996 Nejlepší novinka, Royal Welsh Show, Velká Británie
- 1996 Ocenění za inovaci, Eurotier Německo
- 1997 Nejlepší novinka Balmoral, Irsko
- 1997 Nejlepší výrobek Balmoral, Irsko
- 1997 Technická inovace Royal Highland Show Edinburgh, Skotsko
- 1997 První cena pro novinku v péči o koně Equitana Louisville Kentucky, USA

Bentley Czech s.r.o.
FarmSupermarket

Prostějovská 18, 79821,
Bedihošť, +420603174333

www.bentleyczech.cz
petr@bentleyczech.cz

Návod k použití:

K obsluze McCulloch Aspirátoru/Resuscitátoru je potřeba jedna osoba, která pumpuje/vysává pomocí zařízení vzduch. Funkčnost zařízení je dána ventily umístěnými na jeho koncích. Na širším konci zařízení jsou dva jednosměrné ventily pro indukční aspiraci. Na úzkém konci je jeden dvoucestný ventil pro resuscitaci.

Aspirace (odsátí plodových vod, hlenu)

1. Nasaďte aspirační masku se žlutým nástavcem na širší konec pumpy a nasaďte na mulec telete. Dva jednosměrné ventily nasávají vzduch do přístroje včetně plodových vod či hlenu. Vytvořené vakuum odstraňuje hlen a tekutinu z plic, které blokují dýchací cesty zvířete.
2. Zakloňte hlavu telete k otevření dýchacích cest.
3. Zapumpujte 4-5x pro vysátí plodových vod z dýchacích cest.
4. Sundejte aspirační masku a pokračujte podle návodu umělého dýchání / resuscitaci.

Resuscitace (provedení umělého dýchání)

1. Nasaďte resuscitační masku na malý konec pumpy a nasaďte na mulec telete. Jednosměrný ventil bude natahovat vzduch do pumpy a prostřednictvím dvoucestného ventilu vhnět do dýchacích cest čistý vzduch a zároveň z plic odvádět oxid uhličitý. Resuscitátor by měl být použit v intervalu 5-10 sekund, ne rychleji!!!
2. Dýchání by mělo být stimulováno cca po 5-10 zapumpováních.
3. Pokud tele nedýchá po 4-5 zapumpováních otočte tele a opakujte resuscitaci.
4. Průběžně kontrolujte srdeční frekvenci a stav dýchání.

